


Varenummer 1999903419

**Miele**  
PROFESSIONAL**Filterrør, Miele, A800, 405mm, Ø23mm,  
rustfrit stål****Produktbeskrivelse**

Miele tilbyder med sine rengørings- og desinfektionsmaskiner, specielle rengøringsmetoder og optimalt tilpasset udstyr til systemløsninger til grundig og sikker rengøring af forskellige medicinske instrumenter i lægeklínikken. Miele maskinerne giver økonomiske resultater både ved enkle og meget krævende anvendelser, fx inden for områderne GYN og HNØ. Der er rigtig mange fordele ved, at købe en Miele maskine, fx deres fleksible og økonomisk maskinkoncept, enkelte og intelligente maskiner. Miele har eget rådgivningsteam som samarbejder med ABENAs konsulenter. Kontakt ABENAs kundeservice og få besøg af en Miele rådgiver.

**Specifikationer**

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Produktbetegnelse          | Filterrør                       |
| Varemærke                  | Miele                           |
| Model                      | A800                            |
| Materiale                  | Rustfrit stål                   |
| Længde/dybde               | 405 mm                          |
| Diameter                   | 23 mm                           |
| Opbevaringsinstruktioner   | Opbevares rent og tørt.         |
| Bortskaffelse af produkt   | Afleveres på miljøstation.      |
| Bortskaffelse af emballage | Kan genbruges eller forbrændes. |

**Forpakning**

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde | Højde  | EAN           |
|-------|------------|---------|--------|--------|---------------|
| stk   | 1 stk      | 44.5 cm | 22 cm  | 4.5 cm | 4002515538081 |