

Varenummer 1999903420

Miele
PROFESSIONAL

Rengøringsbørste, Miele, A804, 500mm, Ø20mm

Produktbeskrivelse

Miele tilbyder med sine rengørings- og desinfektionsmaskiner, specielle rengøringsmetoder og optimalt tilpasset udstyr til systemløsninger til grundig og sikker rengøring af forskellige medicinske instrumenter i lægeklínikken. Miele maskinerne giver økonomiske resultater både ved enkle og meget krævende anvendelser, fx inden for områderne GYN og HNØ. Der er rigtig mange fordele ved, at købe en Miele maskine, fx deres fleksible og økonomisk maskinkoncept, enkelte og intelligente maskiner. Miele har eget rådgivningsteam som samarbejder med ABENAs konsulenter. Kontakt ABENAs kundeservice og få besøg af en Miele rådgiver.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Rengøringsbørste
Varemærke	Miele
Model	A804
Længde/dybde	500 mm
Diameter	20 mm
Vægt, netto	74 g
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	61 cm	7 cm	4.5 cm	4002515527238