



Varenummer 1999903436

Vaginaltampon, Diveen, S, hvid, pk. á 15 stk., flergangs

✓ Kan bruges to gange inden den skal skiftes.



Produktbeskrivelse

Diveen®

Vaginal tampon designet til at reducere anstrengelsesinkontinens hos kvinder.

Diveen® er udformet til at støtte skedevæggen i området under blærehalsen. Ved anstrengelse, vil vægten fra blæren lægge tryk på den fleksible ring på Diveen® sådan, at den faste del vil lukke urinrøret og reducere risikoen for lækage betydeligt. Anvendes som en almindelig tampon. Kan bruges to gange.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Vaginaltampon
Varemærke	Diveen
Størrelse	S
Farve	Hvid
Features	Pk. á 15 stk.
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	PE
Længde/dybde	17.25 cm
Bredde	4.33 cm
Højde	1.5 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed, åbnet	24 måneder
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	90 stk	36.5 cm	14.4 cm	25.5 cm	
pk	15 stk	12.5 cm	8 cm	13 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.