



Varenummer 1999903447

Pandelampe, Bistos, LED, med genopladeligt batteri og justerbar lysstyrke



Produktbeskrivelse

LED pandelampe med ultra klart lys, komfortabel bærekraft. Tovejs justerbar hovedbøjle til optimal pasform. LED-levetid (mere end 50.000 timer). Lithium-ion batteri til ca. 4 timers kontinuerligt brug, oplader medfølger. Lup som kan påsættes pandelampen fås som ekstraudstyr. Lysstyrken kan justeres mellem 15.000-30.000 lux.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Pandelampe
Varemærke	Bistos
Features	LED, med genopladeligt batteri og justerbar lysstyrke
Vægt, netto	0.07 g
Vægt, brutto	223 g
Strømspecifikationer	Genopladeligt batteri
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	5 stk	62.3 cm	31.5 cm	22.6 cm	
pk	1 stk	29.8 cm	19 cm	12 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.