

Varenummer 1999903456

Take-away bakke, Duniform, 25x15,9x4,3cm, 1100 ml, hvid, mineral/ PP, 1-rums

- ✓ Eget til kolde og varme retter
- ✓ Forsegles når der anvendes låg
- ✓ Fremragende stabelbarhed når der anvendes låg



Produktbeskrivelse

Take-away bakke til opbevaring af kold og varm mad.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Take-away bakke
Varemærke	Duniform
Farve	Hvid
Materiale	Mineral, PP
Længde/dybde	25 cm
Bredde	15.9 cm
Højde	4.3 cm
Vægt, netto	27.5 g
Vægt, brutto	27.5 g
Rumindhold, brutto	1100 ml
Antal rum	1-rums
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Temperatur Tolerance	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved frost, køl og temperaturer op til stuetemperatur, samt i 4 timer ved 70C og hot-fill. Produktet kan ydermere anvendes i 3 minutter ved max 900W i mikroovn.
Anvendelsestemperatur	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved frost, køl og temperaturer op til stuetemperatur, samt i 4 timer ved 70°C og hot-fill. Produktet kan ydermere anvendes i 3 minutter ved max 900W i mikroovn.
Bortskaffelse af produkt	Kan genbruges eller forbrændes.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	246 stk	43.1 cm	33.8 cm	55 cm	7321031550542
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Polypropylen er en type plast.