

Varenummer 1999903456

## Take-away bakke, Duniform, 25x15,9x4,3cm, 1100 ml, hvid, mineral/ PP, 1-rums

- ✓ Eget til kolde og varme retter
- ✓ Forsegles når der anvendes låg
- ✓ Fremragende stabelbarhed når der anvendes låg



### Produktbeskrivelse

Take-away bakke til opbevaring af kold og varm mad.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Take-away bakke
Varemærke	Duniform
Farve	Hvid
Materiale	Mineral, PP
Længde/dybde	25 cm
Bredde	15.9 cm
Højde	4.3 cm
Vægt, netto	27.5 g
Vægt, brutto	27.5 g
Rumindhold, brutto	1100 ml
Antal rum	1-rums
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Temperaturtolerance	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved frost, køl og temperaturer op til stuetemperatur, samt i 4 timer ved 70C og hot-fill. Produktet kan ydermere anvendes i 3 minutter ved max 900W i mikroovn.
Anvendelsestemperatur	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved frost, køl og temperaturer op til stuetemperatur, samt i 4 timer ved 70°C og hot-fill. Produktet kan ydermere anvendes i 3 minutter ved max 900W i mikroovn.
Bortskaffelse af produkt	Kan genbruges eller forbrændes.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	246 stk	43.1 cm	33.8 cm	55 cm	7321031550542
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Polypropylen er en type plast.