



Varenummer 1999903527



Koldtåge forstøver, i-Fogger, Lithium-Ion, blå, 1-rums, 3,5 l, til desinfektion

- ✓ Nem at bruge
- ✓ Bekvem at flytte rundt
- ✓ Kræver ingen brug af værnemidler

Produktbeskrivelse

i-Fogger er et meget enkelt, men praktisk, værktøj til hurtigt at desinficere rum. Den mobile enhed skaber og spreder en desinficerende tåge, der reducerer antallet af luftbårne mikroorganismer og vira. Desuden hjælper i-Fogger og desinfektionsmidlet dig til at desinficere overflader, der ellers kan være svære at nå. Tågen flyder gennem luften og dækker alt, hvad den kommer på tværs af. Koldtåge forstøveren har en rækkevidde på 5-6 m. Vær opmærksom på, at batteri og oplader skal tilkøbes ved siden af!

Specifikationer

Produktbetegnelse	Koldtåge forstøver
Varemærke	I-Fogger
Farve	Blå
Features	Til desinfektion
Materiale	Aluminium, LDPE
Længde/dybde	300 mm
Bredde	600 mm
Højde	315 mm
Vægt, netto	7.9 kg
Vægt, brutto	7.9 kg
Strømspecifikationer	450 W
Antal rum	1-rums
Volumen af rum	3,5 l
Inkluderet tilbehør	Sprøjtedyser og bæresele
Direktiver, lovgivning og regler	2006/42/EF

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	68.7 cm	54.4 cm	41.7 cm	8719778514085
stk	1 stk				