

Varenummer 1999903581

Lægetaske, GoLight, 25x41x48cm, sort, Polymousse, Trolley



Produktbeskrivelse

Tasken er lavet af slidstærkt polymousse materiale som er let at rengøre. Begge modeller er udstyret med en indre skal fremstillet af ABS og indeholder: To højdejusterbare hylder, en stor aftagelig modulpose med et håndtag og to modulbokse med gennemsigtige låg samt en aftagelig indsats med en skillevæg i bundrummet. To store unvendige lommer med lynlås. Tre skumampul indsatser til 60 ampuller.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Lægetaske
Varemærke	GoLight
Farve	Sort
Features	Trolley
Materiale	Polymousse
Længde/dybde	25 cm
Bredde	41 cm
Højde	48 cm
Vægt, brutto	3.8 kg
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	59.4 cm	41 cm	33.1 cm	
stk	1 stk				

