



Varenummer 1999903588

Lægetaske, Mini, 29x16x21cm, sort, Polymousse

Produktbeskrivelse

Meget kompakt, let og praktisk men med stor plads på trods af de små ydre dimensioner. Tasken indeholder en plastindsats på begge sider med skillevægge. Et gennemsigtigt dæksel med en trykknop. En fleksibel klap med trykknop og tre lommer til papirer. Tasken er derudover udstyret med dobbelt håndtag og aftagelig og justerbar skulderrem, samt kombinationslås. Tasken er lavet af et materiale der er snavs afvisende.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Lægetaske
Varemærke	Mini
Farve	Sort
Materiale	Polymousse
Længde/dybde	29 cm
Bredde	16 cm
Højde	21 cm
Vægt, brutto	1.1 kg
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	29.9 cm	25.7 cm	31.7 cm	
stk	1 stk				

