



Varenummer 1999903709

Maskinopvask, Ecolab Solid Clean M, uden klor, 4,5 kg



Produktbeskrivelse

Koncentreret maskinopvaskemiddel uden klor til doseringsanlæg. Specielt egnet til at fjerne pletter fra te og kaffe. Giver et glimrende rengøringsresultat i hårdt vand.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Maskinopvask
Varemærke	Ecolab
Vareserie	Solid Clean M
Features	Uden klor
pH-værdi (konc.)	10-12
Vægt, netto	4.5 kg
Certifikater	Svanemærket.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008, (EF) nr. 648/2004
Doseringsinstruktioner	0,4-0,8 g/L (0,04-0,08%) i blødt vand (0-6dH°).

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	4 stk	35.5 cm	35.5 cm	20.5 cm	4028159067190



Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



Produktet kræver brug af beskytteshandsker.



Produktet er ætsende.



Produktet indeholder ikke klor.



Produktet bruges til opvaskemaskiner.



Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.