



Varenummer 1999903716

Glasrens, Ecolab Oasis Pro Glass, 2 l, med farve og parfume

Produktbeskrivelse

Ultra-koncentreret produkt, der sikrer et fantastisk rengøringsresultat ved rengøring af glasoverflader. Giver et strålende resultat på glas, vinduer og spejle. Formuleringen bevirker at produktet hurtigt tørrer op og efterlader en stribefri overflade. Kun til doseringsanlæg.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Glasrens
Varemærke	Ecolab
Vareserie	Oasis Pro Glass
Features	Med farve og parfume
pH-værdi (konc.)	6.3-7.3
Rumindhold, netto	2 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008, (EF) nr. 648/2004
Doseringsinstruktioner	2,5-20 ml til 1 l vand.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	2 stk	25.2 cm	18.8 cm	23.6 cm	4028159091829



Produktet indeholder parfume.



Produktet indeholder farve.



Produktet bruges til rengøring af glas.