

Varenummer 1999903771



## Takeaway boks, ABENA Gastro, 14,5x8x5,3cm, 620 ml, brun, pap, med låg, konisk nr. 2

- ✓ Med låg, så indholdet holdes varmt og hygiejneniveauet højt
- ✓ Ventilhuller så dampen kan trænge ud



### Produktbeskrivelse

En funktionel boks der kan bruges til al slags takeaway. Boksen er designet med ventilhuller, så dampen fra den varme mad kan trænge ud. Det gør blandt andet, at du kan levere lækre, sprøde pommes frites, som ikke er blevet bløde af kondens under transporten.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Takeaway boks
Varemærke	ABENA
Vareserie	Gastro
Farve	Brun
Features	Med låg, konisk nr. 2
Materiale	Pap
Længde/dybde	14.5 cm
Bredde	8 cm
Højde	5.3 cm
Rumindhold, brutto	620 ml
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Anvendelsestemperatur	0°C - +70°C
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	400 stk	60.7 cm	41.8 cm	19.8 cm	5703538446399
pk	80 stk	44.4 cm	14 cm	18.6 cm	5703538446405
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet er lavet af pap.