



Varenummer 1999903821

Instrument olie, Aesculap STERILIT, 300 ml, spray



Produktbeskrivelse

STERILIT reducerer friktion og beskytter instrumenterne mod korrosion. Olien garanterer god fordeling af lubrikeringen og den er anvendelig til dampsterilisering og varmluftssterilisering op til 180 grader. Formlen på olien sikrer at dampen penetrerer oliefilmen under steriliseringsprocessen, selv på svært tilgængelige områder. Oliefilmen påvirker ikke effekten af steriliseringsprocessen. Olien indeholder ikke silikone og skaber derved ingen plet- eller skorpedannelse på instrumentoverfladerne. STERILIT er CE-mærket.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Instrument olie
Varemærke	Aesculap
Vareserie	STERILIT
Features	Spray
Ingredienser/sammensætning	Parafin/hvid olie
Rumindhold, brutto	300 ml
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	6 stk	16.5 cm	10.4 cm	24 cm	
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er meget brandfarligt.