



Varenummer 1999903826



## SAP granulat, Curas, engangs

✓ Absorberer væske og omdanner væske til en gele-agtig substans.



### Produktbeskrivelse

SAP (Super Absorberebde Polymer) granulat i løs vægt med mulighed for at dosere direkte fra beholder. Absorberer væske og omdanner væske til en gele-agtig substans. Indkapsler amoniaklugten fra urin. Ideel til at undgå spild og stænk i forbindelse med hygiejnisk bortskaffelse af Curas produkter.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	SAP granulat
Varemærke	Curas
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	SAP
Længde/dybde	28.1 cm
Bredde	19.2 cm
Højde	21.3 cm
Vægt, netto	5 kg
Vægt, brutto	5 kg
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	ISO 9001
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Holdbarhed, åbnet	6 måneder
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	1 stk	29.7 cm	20.8 cm	21.6 cm	5051400081026
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.