



Sutur, PDS II, 45cm, violet, 5-0, CP-3 nål, monofil, resorberbar, Z463H, engangs



PDS II Suture er en syntetisk monofilament resorberbar sutur, der generelt anvendes i blødt væv. Er særligt nyttige, når kombinationen af en absorberbar og forlænget sårunderstøtning er ønskelig. Trækstyrke PDS II sutur 3-0 og tykkere: 2 uger = 80%, 4 uger = 70%, 6 uger = 60%. Trækstyrke PDS II sutur 4-0 og tyndere: 2 uger = 60%, 4 uger = 40%, 6 uger = 35%. Forventes fuldt resorberet efter 182-238 dage.

STERILE

Produktbetegnelse	Sutur
Varemærke	PDS II
Sekundær farve	Violet
Features	5-0, CP-3 nål, monofil, resorberbar, Z463H
Engangs/flergangs	Engangs
Længde/dybde	45 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse III
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Holdbarhed, åbnet	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	36 stk	14 cm	12 cm	6.5 cm	30705031114160
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE