



Varenummer 1999903832

Armbord, sort, højdeindstillelig 68-86 cm. Mål på armstykke: Længde 30cm, bredde 10cm



Produktbeskrivelse

Højdeindstillelig armbord til aflastning ved blodprøvetagning og undersøgelse/indgreb af fingre, hånd og underarm. Armlænet kan vinkles i den ønskede position.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Armbord
Farve	Sort
Features	Højdeindstillelig 68-86 cm. Mål på armstykke: Længde 30cm, bredde 10cm
Materiale	Polyester, PU-skum
Certifikater	MD. CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	76.6 cm	16.6 cm	23.2 cm	
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.