



Varenummer 1999903888

Arm- og skulderfiksering, Wero, 1-lags, 1,36m x 96cm, hvid

- ✓ Fiksering til arm
- ✓ Fiksering til skulder
- ✓ Hvid 1 lags



Produktbeskrivelse

Arm- og skulderfiksering

Specifikationer

Produktbetegnelse	Arm- og skulderfiksering
Varemærke	Wero
Farve	Hvid
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Nonwoven
Længde/dybde	1.36 m
Bredde	96 cm
Antal lag	1-lags
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	400 stk	60 cm	39.5 cm	27.5 cm	76936662607727



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.