



Varenummer 1999903940

vileda
PROFESSIONAL

Opbevaringsholder, Vileda EvaBag, 20cm, Ø10cm, mørkegrå, PS, lille

Produktbeskrivelse

Anvendes til opbevaring af flasker, børster, værktøj.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Opbevaringsholder
Varemærke	Vileda
Vareserie	EvaBag
Sekundær farve	Mørkegrå
Features	Lille
Materiale	PS
Højde	20 cm
Diameter	10 cm
Vægt, netto	70 g
Direktiver, lovgivning og regler	(EC) 1907/2006, (EU) 2023/988

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	18.1 cm	14.9 cm	7.8 cm	4023103164475