



Varenummer 1999903941

vileda
PROFESSIONAL

Opbevaringsholder, Vileda EvaBag, 23,5x11x17cm, mørkegrå, PS, medium

Produktbeskrivelse

Anvendes til opbevaring af flasker, børster, værktøj.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Opbevaringsholder
Varemærke	Vileda
Vareserie	EvaBag
Sekundær farve	Mørkegrå
Features	Medium
Materiale	PS
Længde/dybde	23.5 cm
Bredde	11 cm
Højde	17 cm
Vægt, netto	150 g
Direktiver, lovgivning og regler	(EC) 1907/2006, (EU) 2023/988
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	13.7 cm	24.6 cm	19.6 cm	4023103164468