



Varenummer 1999904048

**TROELTSCH ørepincet, Aesculap,  
Supreme, 14cm, rustfrit stål, vinklet,  
anatomisk, flergangs**



## Produktbeskrivelse

Ørepincet, anvendes til at isætte eller fjerne gazemecher i øret. Aesculap supreme = tysk høj kvalitetsinstrument. Vi anbefaler at du pakker instrumentet ud så snart du modtager det. Pga. den kemiske binding mellem krom og oxygen, dannes et oxygenlag på overfladen af stålet, som er med til at beskytte instrumentet mod korrosion.

## Specifikationer

|                                  |                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | TROELTSCH ørepincet                                          |
| Varemærke                        | Aesculap                                                     |
| Model                            | Supreme                                                      |
| Features                         | Vinklet, anatomisk                                           |
| Engangs/flergangs                | Flergangs                                                    |
| Materiale                        | Rustfrit stål                                                |
| Længde/dybde                     | 14 cm                                                        |
| Certifikater                     | CE, MD                                                       |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse I                                                     |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745                                            |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. |
| Bortskaffelse af produkt         | Afleveres på miljøstation.                                   |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genbruges eller forbrændes.                              |

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde  | EAN           |
|-------|------------|--------|--------|--------|---------------|
| stk   | 1 stk      | 2.6 cm | 5.5 cm | 1.5 cm | 4038653024575 |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.