



Varenummer 1999904050

**Miele**  
PROFESSIONAL

## Tøjvask, Miele UltraPhase 1 Classic, 1,4 l, flydende, kulørt og hvidt, uden farve, med parfume

✓ Perfekt til at fjerne pletter

### Produktbeskrivelse

Vaskemiddel med to komponenter til kulørt og hvidt tøj. Perfekt til at fjerne pletter også ved lave temperaturer. Ingen overdosering takket være automatisk dosering. Passer til alle Miele W1-vaskemaskiner med TwinDos.



### Specifikationer

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Produktbetegnelse                | Tøjvask  |
| Varemærke                        | Miele  |
| Vareserie                        | UltraPhase 1 Classic                               |
| Features                         | Flydende, kulørt og hvidt, uden farve, med parfume |
| pH-værdi (konc.)                 | 7.9-8.3  |
| Rumindhold, netto                | 1.4 l  |
| Direktiver, lovgivning og regler | (EF) 1272/2008, (EF) nr. 648/2004                  |
| Doseringsinstruktioner           | 1,4 liter til 37 vaskeforløb                       |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde   | EAN           |
|-------|------------|--------|--------|---------|---------------|
| kl    | 6 stk      | 30 cm  | 19 cm  | 27.5 cm |               |
| stk   | 1400 ml    |        |        |         | 4002516504986 |



Produktet kræver brug af beskyttelseshandsker.



Produktet kan udgøre en sundhedsfare.



Produktet indeholder parfume.



Produktet indeholder ikke farve.



Produktet anvendes til tøjvask.



Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.