



Varenummer 1999904051

Miele
PROFESSIONAL

Tøjvask, Miele UltraPhase 2 Classic, 1,4 l, flydende, kulørt og hvidt, uden farve, med parfume

✓ Perfekt til at fjerne pletter

Produktbeskrivelse

Vaskemiddel med to komponenter til kulørt og hvidt tøj. Perfekt til at fjerne pletter også ved lave temperaturer. Ingen overdosering takket være automatisk dosering. Passer til alle Miele W1-vaskemaskiner med TwinDos.








Specifikationer

Produktbetegnelse	Tøjvask
Varemærke	Miele
Vareserie	UltraPhase 2 Classic
Features	Flydende, kulørt og hvidt, uden farve, med parfume
pH-værdi (konc.)	4.9-5.3
Rumindhold, netto	1.4 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008, (EF) nr. 648/2004

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	6 stk	30 cm	19 cm	27.5 cm	
stk	1400 ml				4002515953853

 <p>Produktet indeholder ikke farve.</p>	 <p>Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.</p>	 <p>Produktet kræver brug af beskyttelseshandsker.</p>
 <p>Produktet kan udgøre en sundhedsfare.</p>	 <p>Produktet anvendes til tøjvask.</p>	 <p>Produktet indeholder parfume.</p>