



Varenummer 1999904054

**Hulsonde, Aesculap, Supreme, 14,5cm,
rustfrit stål, (sommerfuglprobe), lige**



Produktbeskrivelse

Anvendes til at undersøge hulrum, der ikke er tilgængelige med det blotte øje, isolere tungen og udvide fascia og andre åbninger. Aesculap supreme = tysk højkvalitetsinstrument. Vi anbefaler at du pakker instrumentet ud så snart du modtager det. Pga. den kemiske binding mellem krom og oxygen, dannes et oxygenlag på overfladen af stålet, som er med til at beskytte instrumentet mod korrosion.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Hulsonde
Varemærke	Aesculap
Model	Supreme
Features	(sommerfuglprobe), lige
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	14.5 cm
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	25 cm	6.5 cm	0.2 cm	4038653029167



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.