




Varenummer 1999904077

**Bluetooth dongle, 17x14,1x3cm, til  
Custo Cardio, klasse I, rækkevidde 50m**

## Produktbeskrivelse

Anvendes som modtagerdongle til Custo Cardio 300 BT-A ekg-apparat for trådløs overførelse af ekg-signal til PC/computer. Rækkevidde på op til 50 meter.

## Specifikationer

|                                  |                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Bluetooth dongle                                             |
| Features                         | Til Custo Cardio, klasse I, rækkevidde 50m                   |
| Længde/dybde                     | 17 cm                                                        |
| Bredde                           | 14.1 cm                                                      |
| Højde                            | 3 cm                                                         |
| Vægt, brutto                     | 56 g                                                         |
| Direktiver, lovgivning og regler | (EU) 2023/988                                                |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. |
| Bortskaffelse af produkt         | Afleveres på miljøstation.                                   |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                            |

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde  | Højde | EAN         |
|-------|------------|--------|---------|-------|-------------|
| stk   | 1 stk      | 17 cm  | 14.1 cm | 3 cm  | 65030852920 |