



Varenummer 1999904079

Netbandage, tg fix, 25m, D, til stort hoved eller lille krop, latex, usteril



Produktbeskrivelse

En elastisk, tubular netbandage, som kan bruges til fiksering af bandager på hoved eller krop. Den er strækbar i begge retning, og er stormasket. Produktet kan klippes i uden at trævle. Længden er 25 m (strakt).



Specifikationer

Produktbetegnelse	Netbandage
Varemærke	Tg
Vareserie	Fix
Features	D, til stort hoved eller lille krop, latex, usteril
Ingredienser/sammensætning	71% polyamid, 29% ubleget elastodiene (latex)
Længde/dybde	25 m
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	16 stk	42.6 cm	36 cm	24 cm	
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder latex.