



Varenummer 1999904101

ABENA®

Hånddesinfektion gel, ABENA, 1000 ml, refill til dispenser

- ✓ ABENA hånddesinfektions gel
- ✓ 85% ethanol
- ✓ hånddesinfektionsgel

Produktbeskrivelse

Hænderne er vores største smittekilde, hyppig hånddesinfektion er et middel til at forebygge smittespredning, hvor der er risiko for overførsel af bakterier og vira. ABENA hånddesinfektions produkter indeholder 85% alkohol og Glycerin, som er dokumenteret effektivt drabseffekt mod forebyggelse af smittespredning.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Hånddesinfektion gel
Varemærke	ABENA
Features	Refill til dispenser
pH-værdi (konc.)	pH 6-7
Tekniske ingredienser	85% ethanol. Alcohol denat, Aqua, Glycerin
Rumindhold, netto	1000 ml
Produkt- eller teststandarder	DS 2451-2, EN 1500
Direktiver, lovgivning og regler	BPR EU 528/2012
Doseringsinstruktioner	0,8 ml pr. dosering
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevar indholdet et sikkert sted. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt i original emballagen.
Holdbarhed	36 måneder
Holdbarhed, åbnet	12 måneder
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares forsvarligt, i original emballage, utilgængeligt for børn og ikke i direkte sollys.
Temperatortolerance	5 °C - 30 °C
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Der tilføres hånddesinfektionsmiddel nok, så huden kan holdes fugtig i 30 sekunder. Produktet påføres rene, tørre hænder, der fordeles og indgrides overalt på og imellem fingrene, håndryggen og håndfladen samt håndled til tørhed opnås. Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	6 stk	29 cm	15 cm	25.8 cm	5703538447747
stk	1000 ml				5703538447730



Produktet er meget brandfarligt.



Produktet kan udgøre en sundhedsfare.