



Varenummer 1999904103

**Dermatoskop, HEINE DELTA 30,
195x55x70mm, sort, med USB-lader og
etui**



Produktbeskrivelse

HEINE DELTA 30 leveres komplet i etui inklusiv kontaktplade med skala samt en USB-oplader med stik for 220 volt. Kan anvendes som kontakt/kontaktløst dermatoskop og med såvel polariseret som ikke-polariseret lys. Det nyudviklede linsesystem giver et krystalklart billede med et synsfelt på 30 mm. Uanset hvilken arbejdsafstand du foretrækker mellem dig og patienten, får du et krystalklart billede takket være HEINEs nyudviklede akromatiske linsesystem. Egenskaber som 30 mm krystalklart og uforvrænget billede i kombination med LEDHQ-belysning gør DELTA 30 til dit formentlig vigtigste diagnostiske instrument i kampen mod hudforandringer. HEINE DELTA 30 er et analogt dermatoskop, som også kan anvendes til digital dokumentation sammen med HEINE mobilcover/adapter til Apple- og Android-telefoner (bestilles særskilt). HEINE DERM app. kan downloades gratis.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dermatoskop
Varemærke	HEINE
Vareserie	DELTA 30
Farve	Sort
Features	Med USB-lader og etui
Materiale	Glas, metal, plast
Længde/dybde	195 mm
Bredde	55 mm
Højde	70 mm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	25.8 cm	18.8 cm	8.5 cm	4053755197163



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.