



Varenummer 1999904104

Bordlader, HEINE DELTA 30, sort, dermatoskop

Produktbeskrivelse

HEINE DELTA 30 Bordoplader er en oplader og smart opbevaringsløsning til dit DELTA 30 Dermatoskop, so sikrer, at instrumentet er klar til brug, når du skal bruge det. Du kan sikkert genoplade batteriet uanset dets opladningstilstand. Opladningstid typisk 120 minutter fra 0% til 100%. Opladningsprocessen afsluttes automatisk, så snart batteriet er fuldt opladet.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Bordlader
Varemærke	HEINE
Vareserie	DELTA 30
Farve	Sort
Features	Dermatoskop
Strømspecifikationer	220 V
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	21.2 cm	15.6 cm	8.2 cm	