



Varenummer 1999904142

Doseringspumpe, 2 ml, til 1 l dunk

- ✓ Korrekt dosering
- ✓ Reducerer overforbrug

Produktbeskrivelse

Praktisk doseringspumpe til 1 l flasker. Pumpen doserer 2 ml. pr. tryk, og hjælper dig således til at bruge de rette mængder til diverse rengøringsopgaver. Passer bl.a. til Abena, Tana, og Diversey flasker. Stigrør måler 25 cm, fra kanten af gevindet ned til bunden af røret

Specifikationer

Produktbetegnelse	Doseringspumpe
Features	2 ml, til 1 l dunk
Doseringsinstruktioner	2 ml pr. tryk

Brugsanvisning

Skru doseringspumpen på den ønskede flaske. Pump indtil det ønskede antal ml er nået.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1000 stk	59.5 cm	38 cm	39.5 cm	5703538447877