



Varenummer 1999904143

Doseringspumpe, 5 ml, til 5 l dunk

- ✓ Korrekt dosering
- ✓ Reducerer overforbrug

Produktbeskrivelse

Praktisk doseringspumpe til 5 l flasker. Pumpen doserer 5 ml. pr. tryk, og hjælper dig således til at bruge de rette mængder til diverse rengøringsopgaver.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Doseringspumpe
Features	5 ml, til 5 l dunk
Direktiver, lovgivning og regler	(EC) 1907/2006
Doseringsinstruktioner	5 ml pr. tryk

Brugsanvisning

Skru doseringspumpen på den ønskede dunk. Pump indtil det ønskede antal ml er nået.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	300 stk	53 cm	38 cm	40 cm	5703538486555