



Varenummer 1999904143

## Doseringspumpe, 5 ml, til 5 l dunk

- ✓ Præcis dosering
- ✓ 5 ml pr. tryk

### Produktbeskrivelse

Doseringspumpe til 5 l flasker. Doserer 5 ml. pr. tryk.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Doseringspumpe
Features	5 ml, til 5 l dunk
Doseringsinstruktioner	5 ml pr. tryk

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	20 stk	38 cm	25.5 cm	10 cm	5703538447907
stk	1 stk				5703538447891