



Varenummer 1999904144

Doseringspumpe, 30 ml, til 5 l dunk

- ✓ Præcis dosering
- ✓ 30 ml pr. tryk

Produktbeskrivelse

Doseringspumpe til 5 l flasker. Doserer 30 ml. pr. tryk.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Doseringspumpe
Features	30 ml, til 5 l dunk
Diameter	43 mm
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Doseringsinstruktioner	30 ml pr. tryk

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	15 stk	31 cm	23 cm	20 cm	5703538447938
stk	1 stk				5703538447921