



Varenummer 1999904164

## Kaffe, BKI Black Coffee Roasters, Original Espresso helbønner, 1 kg

### Produktbeskrivelse

Creamy and well balanced. En raffineret blanding af omhyggeligt udvalgte kaffebønner hovedsageligt fra Colombia og Brasilien. Her får du en flot crema og en velafbalanceret krop. ORIGINAL rammer en perfekt balance mellem sødme og syrlighed.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Kaffe
Varemærke	BKI
Vareserie	Black Coffee Roasters
Features	Original Espresso helbønner
Vægt, netto	1 kg
Holdbarhed	365 dage
Holdbarhed, åbnet	14 dage
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	6 stk	30.1 cm	26.8 cm	32.4 cm	5701115665102
stk	1 stk				5701115665096