

Varenummer 199904185

Staserem, 56x2,4cm, grøn, med kliklås og 2-knaps frigørelse, enhåndsbetjent

- ✓ Nem at betjene med kun én hånd
- ✓ Smart 2-knapssystem til frigørelse
- ✓ Latexfri

**Produktbeskrivelse**

Denne staserem er nem at betjene med kun én hånd. Remmen har et praktisk 2-knap-system, som tillader en nem og skånsom frigørelse af remmen ved tryk på den rillede knap i toppen af låsen. Tryk herefter på knapperne på siden af remmen. For hurtig åbning, tryk blot på de to sideknapper. Anordningen til fastgørelse er PVC-fri plast og selve remmen er latexfri. Mål: bredde: 2,4 cm, længde: 56 cm Vaskbar ved 60/90°C og autoklaverbar.

**Specifikationer**

Produktbetegnelse	Staserem
Farve	Grøn
Features	Med kliklås og 2-knaps frigørelse, enhåndsbetjent
Engangs/flergangs	Flergangs
Længde/dybde	56 cm
Bredde	2.4 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	9 cm	3.5 cm	4 cm	8023279257236



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er fri for PVC
(plasttype fremstillet af
polyvinylchlorid).



Produktet indeholder ikke
latex.