

Varenummer 1999904365

Laksekniv, Granton, 31cm, sort, pladestål/plast

✓ Høj kvalitet



Produktbeskrivelse

Granton er især kendt for sine suveræne skære- og lakseknive, og det kendte kniv mærke har rødder helt tilbage i 1601. Den dag i dag holder Granton en meget høj kvalitet i hævd i produktionen i Sheffield. Stålet i en Granton kniv vinder ved hver slibning, men det er ikke kun stålet, der er afgørende for oplevelsen af de fantastiske knive. Også den helt specielle Granton slibning er uden sidestykke. Knivene slipper kød, fisk eller andre fødevarer meget let. Skal du for eksempel skære for ved en Carvery buffet hele dagen, er netop knivene med luftskær med til at sikre, at du kan skære tynde, flotte skiver uden at overbelaste arme og skuldre.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Laksekniv
Varemærke	Granton
Farve	Sort
Materiale	Plast, pladestål
Længde/dybde	31 cm
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	12 stk				
stk	1 stk				5704837026725



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.