



Varenummer 1999904376



Takeaway boks, ABENA Gastro, 15,3x14,7x8,2cm, 500 ml, hvid, sukkerrør, 1-rums, med hængslet låg

- ✓ Enkelt og flot design
- ✓ God stabilitet



Produktbeskrivelse

Takeaway boks fremstillet af sukkerrør. Materialets tekstur gør produktet stift, hvilket gør boksen ideel til transport af mad. Kan tåle mikroovn. Ideel til både kolde og varme retter.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Takeaway boks
Varemærke	ABENA
Vareserie	Gastro
Farve	Hvid
Features	Med hængslet låg
Materiale	Sukkerrør
Længde/dybde	15.3 cm
Bredde	14.7 cm
Højde	8.2 cm
Vægt, netto	21 g
Vægt, brutto	21 g
Rumindhold, brutto	500 ml
Antal lag	1-lags
Antal rum	1-rums
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn. Ved brug i mikroovn, max 4 min.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Anvendelsestemperatur	0°C - +80°C
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	500 stk	55.3 cm	34.1 cm	33.4 cm	5703538448539
pk	50 stk	32.1 cm	17.4 cm	14.6 cm	5703538448522
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet kan bruges i mikrobølgeovnen.