

Varenummer 1999904380

ABENA Gastro



Takeaway boks, ABENA Gastro, 25,09x16,2x6,32cm, 520 ml, hvid, sukkerrør, 2-rums, 200ml / 320ml, med hængslet låg
Indhold 200 ml + 320 ml

- ✓ Enkelt og flot design
- ✓ God stabilitet



Produktbeskrivelse

Takeaway boks fremstillet af sukkerrør. Materialets tekstur gør produktet stift, hvilket gør boksen ideel til transport af mad. Kan tåle mikroovn. Ideel til både kolde og varme retter.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Takeaway boks
Varemærke	ABENA
Vareserie	Gastro
Farve	Hvid
Features	Med hængslet låg Indhold 200 ml + 320 ml
Materiale	Sukkerrør
Længde/dybde	25.09 cm
Bredde	16.2 cm
Højde	6.32 cm
Vægt, netto	30 g
Vægt, brutto	30 g
Rumindhold, brutto	520 ml
Antal lag	1-lags
Antal rum	2-rums
Volumen af rum	200ml / 320ml
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn. Ved brug i mikroovn, max 4 min.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Anvendelsestemperatur	0°C - +80°C
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	500 stk	62 cm	34.5 cm	54 cm	5703538448614
pk	50 stk	34.8 cm	18.8 cm	25.8 cm	5703538448607
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet kan bruges i mikrobølgeovnen.