

Varenummer 1999904381

ABENA Gastro



Takeaway boks, ABENA Gastro, 22,3x20x7,8cm, 416 ml, hvid, sukkerrør, 3-rums, 88ml + 88ml + 240ml, med hængslet låg Indhold: 88 ml + 88 ml + 240 ml

- ✓ Enkelt og flot design
- ✓ God stabilitet



### Produktbeskrivelse

Takeaway boks fremstillet af sukkerrør. Materialets tekstur gør produktet stift, hvilket gør boksen ideel til transport af mad. Kan tåle mikroovn. Ideel til både kolde og varme retter.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Takeaway boks
Varemærke	ABENA
Vareserie	Gastro
Farve	Hvid
Features	Med hængslet låg Indhold: 88 ml + 88 ml + 240 ml
Materiale	Sukkerrør
Længde/dybde	22.3 cm
Bredde	20 cm
Højde	7.8 cm
Vægt, netto	38 g
Vægt, brutto	38 g
Rumindhold, brutto	416 ml
Antal lag	1-lags
Antal rum	3-rums
Volumen af rum	88ml + 88ml + 240ml
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn. Ved brug i mikroovn, max 4 min.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Anvendelsestemperatur	0°C - +80°C
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	200 stk	46.9 cm	39.8 cm	23 cm	5703538448638
pk	50 stk	47 cm	22 cm	13 cm	5703538448621
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet kan bruges i mikrobølgeovnen.