

Varenummer 1999904465

Biopsy Punch, GIMA, Ø3mm, PP/rustfrit stål, skarp, steril



Produktbeskrivelse

Anvendes til udtagning af biopsi. Skarp kant i rustfrit stål, ribbet håndtag for sikkert greb. Hver hudstanselse er forseget individuelt i en gennemsigtig pakning.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Biopsy Punch
Varemærke	GIMA
Features	Skarp, steril
Materiale	PP, rustfrit stål
Diameter	3 mm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	10 stk	17 cm	9 cm	3.5 cm	8023279225846
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt