



Varenummer 1999904492

Lægetaske, Assista, 40x23x18cm, brun, læder

Produktbeskrivelse

I en klasse for sig i traditionel form og moderne elegance. Tasken er udstyret med stabil kæbelås. To indvendige lommer, variable rum (aftagelige), samt læderhåndtag.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Lægetaske
Varemærke	Assista
Farve	Brun
Materiale	Læder
Længde/dybde	40 cm
Bredde	23 cm
Højde	18 cm
Vægt, netto	2 kg
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	46 cm	30 cm	35.5 cm	
stk	1 stk				