



Varenummer 1999904515

Dispenser, 43x13x22cm, hvid, rustfrit stål, brandsikker, til Abena 1 liter hånddesinfektion

- ✓ Brandsikker
- ✓ til flugtveje
- ✓ sikker løsning
- ✓ til ABENA 1000 ml hånddesinfektion

Produktbeskrivelse

Brandsikker dispenser godkendt til opsætning i flugtveje og indgange. Passer til ABENA 1 liter hånddesinfektionsflasker.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Farve	Hvid
Features	Brandsikker, til Abena 1 liter hånddesinfektion
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	43 cm
Bredde	13 cm
Højde	22 cm
Vægt, netto	9 kg
Produkt- eller teststandarder	EN 1363-1
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Monteres på væg med skruer og rawplugs

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	60 cm	25 cm	16 cm	7350041821885
stk	1 stk				