

Varenummer 1999904524

Suprapubisk drænegesæt, 2-vejs foley kateter, Cystodrain, open end, CH 10, 40cm, 5 ml, integreret ballon

✓ Sættet indeholder kateter, fixeringstape og kateterprop. ballon fyldes ved sterilt vand.



Produktbeskrivelse

Cystodrain er et Suprapubisk drænegesæt med silikonekateter med integreret ballon. Sættet indeholder kateter, fixeringstape og kateterprop



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Suprapubisk drænegesæt, 2-vejs foley kateter
Varemærke	Cystodrain
Spidstype	Open end
Størrelse	CH 10
Features	Integreret ballon
Engangs/flergangs	Engangs
Længde/dybde	40 cm
Rumindhold, brutto	5 ml
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Skal senest skiftes efter 29 dage.

Der anvendes sterilt vand til opfyldning af ballon.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	5 stk	53.5 cm	12.5 cm	5 cm	3600040225011
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er kun til
engangsb brug.

STERILE

Produktet er sterilt