

Varenummer 1999904526

Suprapubisk drænairesæt, 2-vejs foley kateter, Cystodrain, open end, CH 14, 40cm, 5 ml, integreret ballon, steril

✓ Sættet indeholder kateter, fixeringstape og kateterprop. ballon fyldes ved sterilt vand.

**Produktbeskrivelse**

Cystodrain er et Suprapubisk drænairesæt med silikonekateter med integreret ballon. Sættet indeholder kateter, fixeringstape og kateterprop

STERILE

**Specifikationer**

Produktbetegnelse	Suprapubisk drænairesæt, 2-vejs foley kateter
Varemærke	Cystodrain
Spidstype	Open end
Størrelse	CH 14
Features	Integreret ballon, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Længde/dybde	40 cm
Rumindhold, brutto	5 ml
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Skal senest skiftes efter 29 dage.

Der anvendes sterilt vand til opfyldning af ballon.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	5 stk	54 cm	12.5 cm	5 cm	3600040225134
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt



Produktet er kun til
engangsbrug.