



Varenummer 1999904630

Staserem, Riester ri-clip, 32x3,5cm, blå, venekompressor



Produktbeskrivelse

Anvendes til opstasning af vener og arterier.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Staserem
Varemærke	Riester
Vareserie	Ri-clip
Farve	Blå
Features	Venekompressor
Engangs/flergangs	Flergangs
Længde/dybde	32 cm
Bredde	3.5 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	12 cm	4.8 cm	3.8 cm	4045396102804



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.