



Varenummer 1999904653

Rengøringsvogn, kompakt, 490x510x1180mm, sort, jern, til mikrofibersystem

- ✓ Praktisk størrelse
- ✓ Medfølgende spande

Produktbeskrivelse

Rengøringsvogn med tilbehør til mikrofibersystem - herunder 25 liter moppeboks, 6 liter inventarspande og affaldsstativ der kan holde til poser på op til 110 liter.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Rengøringsvogn
Model	Kompakt
Farve	Sort
Features	Til mikrofibersystem
Materiale	Jern
Længde/dybde	490 mm
Bredde	510 mm
Højde	1180 mm
Vægt, netto	15 kg
Vægt, brutto	15.5 kg
Inkluderet tilbehør	1x 1999900064, 1x 1999900065 & 1x1999900052
Direktiver, lovgivning og regler	(EC) 1907/2006, (EU) 2023/988

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	56 cm	52 cm	124 cm	
stk	1 stk				5707180011356