



Varenummer 1999904731

Afspænding, Ecolab Toprinse Clean, 5 l, med farve og parfume

- ✓ Neutralt
- ✓ Hurtig tørring



Produktbeskrivelse

Toprinse Clean er et neutralt afspændingsmiddel, der tørrer servicen hurtigt op og giver et skinnende resultat. Med et enestående rengøringsresultat og med miljøet i højsædet, er Toprinse Clean certificeret med Svanen som et økologisk godkendt produkt, i overensstemmelse med de økologiske krav til råmaterialer og emballage.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Afspænding
Varemærke	Ecolab
Vareserie	Toprinse Clean
Features	Med farve og parfume
pH-værdi (konc.)	4-6
Vægt, netto	5.05 kg
Rumindhold, netto	5 l
Certifikater	Svanemærket.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008, (EF) nr. 648/2004
Doseringsinstruktioner	0,02-0,25g til 1 L vand (0,002-0,025%). Gælder alle vandhårdhedsgrader.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	2 stk	30 cm	15.5 cm	37 cm	4028159046386
stk	5000 ml				4028159046393



Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



Produktet indeholder farve.



Produktet bruges til rens af opvaskemaskiner.



Produktet indeholder parfume.