



Varenummer 1999904731

## Afspænding, Ecolab Toprinse Clean, 5 l, med farve og parfume

- ✓ Neutralt
- ✓ Hurtig tørring



### Produktbeskrivelse

Toprinse Clean er et neutralt afspændingsmiddel, der tørrer servicen hurtigt op og giver et skinnende resultat. Med et enestående rengøringsresultat og med miljøet i højsædet, er Toprinse Clean certificeret med Svanen som et økologisk godkendt produkt, i overensstemmelse med de økologiske krav til råmaterialer og emballage.



### Specifikationer

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Produktbetegnelse                | Afspænding  |
| Varemærke                        | Ecolab  |
| Vareserie                        | Toprinse Clean  |
| Features                         | Med farve og parfume  |
| pH-værdi (konc.)                 | 4-6   |
| Vægt, netto                      | 5.05 kg   |
| Rumindhold, netto                | 5 l   |
| Certifikater                     | Svanemærket.  |
| Direktiver, lovgivning og regler | (EF) 1272/2008, (EF) nr. 648/2004                                       |
| Doseringsinstruktioner           | 0,02-0,25g til 1 L vand (0,002-0,025%). Gælder alle vandhårdhedsgrader. |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde  | Højde | EAN           |
|-------|------------|--------|---------|-------|---------------|
| kll   | 2 stk      | 30 cm  | 15.5 cm | 37 cm | 4028159046386 |
| stk   | 5000 ml    |        |         |       | 4028159046393 |



Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



Produktet indeholder farve.



Produktet bruges til rens af opvaskemaskiner.



Produktet indeholder parfume.