


Varenummer 1999904778

Spandeholder, 52x21x18cm, sort, metal,
til 22 ltr. inventarspand



Produktbeskrivelse

Spandeholder til rengøringsvogn med mikrofiber system.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Spandeholder
Farve	Sort
Features	Til 22 ltr. inventarspand
Materiale	Metal
Længde/dybde	52 cm
Bredde	21 cm
Højde	18 cm
Vægt, netto	0.9 kg
Vægt, brutto	1.4 kg

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 stk				5707180011394
stk	1 stk				5707180011387