



Varenummer 1999904785

**Spandeholder, 52x34x12cm, sort, metal,
til 28 ltr. inventarspand**

Produktbeskrivelse

Bakke og spandeholder til rengøringsvogn med dryp system.

Specifikationer

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Produktbetegnelse | Spandeholder |
| Farve | Sort |
| Features | Til 28 ltr. inventarspand |
| Materiale | Metal |
| Længde/dybde | 52 cm |
| Bredde | 34 cm |
| Højde | 12 cm |
| Vægt, netto | 1.2 kg |
| Vægt, brutto | 1.3 kg |
| Direktiver, lovgivning og regler | (EU) 2023/988 |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|--------|--------|-------|---------------|
| kll | 10 stk | | | | 5707180011417 |
| stk | 1 stk | | | | 5707180011400 |