



Varenummer 1999904785

Spandeholder, 52x34x12cm, sort, metal,
til 28 ltr. inventarspand

Produktbeskrivelse

Bakke og spandeholder til rengøringsvogn med dryp system.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Spandeholder
Farve	Sort
Features	Til 28 ltr. inventarspand
Materiale	Metal
Længde/dybde	52 cm
Bredde	34 cm
Højde	12 cm
Vægt, netto	1.2 kg
Vægt, brutto	1.3 kg

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 stk				5707180011417
stk	1 stk				5707180011400